

最新の Ohm Pulser は 多彩な治療ができる 最上位モデル。

鍼通電

TENS

つぼ探索

美容

マイクロカレント[微弱電流]



約500g/本体



標準セット品

本体／探索用コード(1)
みの虫クリップコード DIN(4)
電源コード・AC アダプター(1)

本体の寸法及び重量
 *寸法:215mm(W)×138mm(D)×43mm(H)±10%・重量:500g ±10% (本体のみの重量)
 重量測定:直立状態で測定
 *電源供給:クラスII機器、被覆部の分類:3R-B・EMC規格:IEC60601-1:2012
 *水の有効な浸入に対する保護による分類:IP00
 *治療タマー:最大30分 ±5%・出力モード:連続モード、間欠モード、疎密モード
 *作動(運転)モードによる分類:運転操作部(運転)・機器
 *空気・可燃性ガス又は酸素又は準酸化性ガス中の使用に適さない機器
 *最大出力電流:24V ±25%・最大出力電流:0.42mA±25%



オームパルサー Ohm Pulser LFP-2000e

低周波治療器・鍼電極低周波治療器・治療点探索測定器組合せ理学療法機器
特定保守管理医療機器 医療機器認証番号 226AGBZX00098000

変化が数値でわかる 計測機能	微弱電流に調整できる マイクロカレント	1/f ゆらぎモード搭載 S-mixed機能	新しい治療アイテム 電気ていしん	明確に細かく設定できる デジタル表示
治療前・治療後の変化が数値による視覚化でわかりやすくなりました。 (LFP-2000e 計測モニター)	微弱電流は一般的に0.01~0.02mAくらいです。身体のケアに役立ちます。 (LFP-2000e 計測モニター)	人間が心地よいと感じるリラックス効果の高いリズム。 (炎のゆらぎ・川のせせらぎなど)	触診で感じた「むくみ」や「硬化した場所にあてて、皮下から筋層にかけて通電刺激ができるアイテム。	設定、計測、つぼ探索を数値や目盛で表示します。



電気治療を「もっと」自由に!



※オプション品

『狙った筋肉を動かす!』動画シリーズ Scan the QR code

再生回数
16000回突破

「参考になった!」という
お声を多数いただいている!

※平成30年4月25日現在当社調べ

お勧めの「エステメニュー」
YouTube movie 配信中!



ヒラメ筋



大殿筋



円回内筋



棘上筋



脊柱起立筋



※携帯電話・PHSからもご利用いただけます
[受付時間]8:30~17:00(土日祝日・弊社休業日を除く)



0120-151-903

GO! zen WEB SITE!

